



INTER BIO-LAB, INC.
Technology for the Future

LECTOR DE TIRAS DE ORINAS



CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Tamaño perfecto para usar en laboratorio o clínica.
- Ciclo de trabajo eficiente con bandeja de múltiples tiras.
- Actualización simple disponible por puerto USB.
- Modo de funcionamiento opcional. (General / Uno a uno / Modo rápido).
- Fácil de limpiar y utilizar sin formación especial.
- Accesible al sistema de información de laboratorio (LIS) por protocolo de PC.
- Capacidad de la placa de carga: hasta 10 muestras por bandeja.
- Modo de funcionamiento: Rápido, General y Uno a uno.
- Comunicación serie: puerto de interfaz RS232.
- Detección automática de voltaje múltiple.
- Teclado flexible incluido.

iQ▶U300

Especificaciones Técnicas

Tipo	Fotómetro de reflectancia
Dimensiones	Ancho (275 mm), profundidad (250 mm), alto (170 mm)
Peso	1,3 kg
Fuente de alimentación	12V CC / 3A
Rendimiento (máx.)	300 pruebas / hora (máx. 800 pruebas / hora)
Interfaz (interfaz serial)	Puerto RS232C
Impresora	Impresora térmica
Memoria	20000 resultados
Tiras de prueba	iQ-UR10A, iQ-UR11A
Pantalla	pantalla LCD
Registro de ID	Teclado externo o lector de código de barras (opcional)

Uro

Bld

pH

SG

Pro

Nit


Tiras de Orinas para el Anallzador iQ-U300 y de Lectura Visual

iQ-UR10A

Uro,Glu,Bil,Ket,SG,Bld,pH,Pro,Nit,Leu

iQ-UR11A

Uro,Glu,Bil,Ket,SG,Bld,pH,Pro,Nit,Leu,AsA



Ket

Leu

Glu

Bil

Tiras de Calibración iQ-UCAL

- Para uso Exclusivo con el Analizador de Orinas iQ-U300
- Presentacion: 25 tiras/botella.
- Calibracion despues de 4 semanas o 500 pruebas, cualquiera que ocurra primero.